

2020年6月作成(第1版)

タダラフィル OD 錠 2.5mgZA/5mgZA 「トーワ」の 全自動分包機落下試験について

共創未来ファーマ株式会社

自動分包機落下試験

タカゾノ製 全自動錠剤分包機(ESER 128HS-GP)

検 体：タダラフィル OD 錠 2.5mgZA「トーワ」及びタダラフィル OD 錠 5mgZA「トーワ」を
Initial 及び加湿条件(25℃75%RH、7日間)下で保存したもの

試験方法：各検体について、ローターカセットで一番負荷がかかると考えられる最上段及び負荷のかかりにくいと考えられる最下段に装着した。

判 定：目視による割れ・欠けの有無

結 果：

タダラフィル OD 錠 2.5mgZA「トーワ」	1包あたり1錠包装		1包あたり5錠包装	
	最上段	最下段	最上段	最下段
Initial	0/50包	0/50包	0/50包	0/50包
25℃75%RH・7日間	0/50包	0/50包	0/50包	0/50包
タダラフィル OD 錠 5mgZA「トーワ」	1包あたり1錠包装		1包あたり5錠包装	
	最上段	最下段	最上段	最下段
Initial	0/50包	0/50包	0/50包	0/50包
25℃75%RH・7日間	0/50包	0/50包	0/50包	0/50包

(1包中割れ・欠けが目視で認められた錠剤数/分包数)

タダラフィル OD 錠 2.5mgZA「トーワ」及びタダラフィル OD 錠 5mgZA「トーワ」は加湿の有無に関わらず、全ての条件で割れ・欠けを認める検体はなかった。

留意事項：

口腔内崩壊錠についてはわずかではあるが粉立ちが避けられない。定期的なローターカセット内外の清掃が必要と考えられ、落下の衝撃を少なくするためにも、ローターカセット位置は下段を使用することが望ましい。

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

販売元

 **共創未来ファーマ株式会社**

東京都品川区広町1-4-4